


OPERA RS SERIES



TELERRADIOGRAFI A COLONNA - WALL STANDS



Teleradiografi a colonna con possibilità di fissaggio a pavimento o a pavimento e parete, completi di Potter-Bucky per cassette radiografiche fino a 35x43 cm. Regolazione in altezza del Potter-Bucky con movimento controbilanciato a contrappesi; dispositivi di blocco dei movimenti di tipo meccanico.

Predisposizione per Potter-Bucky con sensori cassetta, reggibraccia e camera di misura per esposimetro automatico.

Modelli:

- Opera RS10 - regolabile in altezza,
- Opera RS20 - regolabile in altezza ed inclinabile.

Wall stands allowing fixation to the wall or to floor-and-wall, complete with Potter-Bucky for X-ray cassettes up to 35x43 cm. Adjustable height Potter-Bucky with movement counterbalanced by means of proper counterweights; movements mechanical stop devices. The wall stand is also preset for bucky with cassette sensors, arm-supports and AEC chamber.

Two models available:

- Opera RS10 – vertical wall stand
- Opera RS20 – vertical and tilting adjustable wall stand

Bucky mural à colonne avec possibilité de fixation au sol ou bien au sol et au mur, complet de potter-bucky pour cassettes radiographiques jusqu'à 35x43 cm. Mouvement vertical contrebalancé par contrepoids et dispositifs de blocage des mouvements du type mécanique.

Le bucky mural permet aussi l'utilisation des potter-bucky avec senseurs cassette, appui-bras et chambre de mesure pour posemètre automatique

Deux modèles disponibles :

- Opera RS10 à hauteur réglable
- Opera RS20 à hauteur réglable et basculant

Estativos radiográficos con posibilidad de fijación al suelo ó bien al suelo y pared, con Potter-Bucky para chasis radiográficos hasta de 35x43 cms.

Movimiento vertical contrapesado con dispositivo de fijación mecánico.

El estativo radiográfico permite la utilización de: potter-bucky con sensores de la dimension chasis, apoya-brazos, cámara de medida para exposímetro automático.

Dos modelos disponibles:

- Opera RS10 – movimiento vertical
- Opera RS20 – movimiento vertical y basculación regulable





Opera RS10

Opera RS20

OPERA RS SERIES



Headquarter and plant:

Via Partigiani, 25
24068 Seriate (BG)
Italia
phone + 39 035 4525311
fax + 39 035 297787
e-mail: info@gmmspa.com
web: www.gmmspa.com

Branch Plants:

Viale Unità d'Italia, 40
70020 Cassano delle Murge (BA)
Italia
phone + 39 080 775340
fax + 39 080 764306

Branch office:

Via Tiraboschi, 7B/11 ROMA
Italia
phone + 39 06 8274437
fax + 39 06 8274455